



Pour vous, les « Western-blotteurs » !



Venez découvrir le système JESS sur PSF qui révolutionnera votre vision du western blot.
Sensible, reproductible et quantitatif en **3h** !





Ne passez plus des heures à faire migrer, transférer, révéler vos westerns blots...
Ne désespérez plus devant l'image qui est un peu trop souvent (au choix) floue/avec des bulles/non conforme à votre attente !!



Système de migration en 25 capillaires pour une séparation selon 3 gammes (2-40 kDa, 12-230 kDa, ou 66-440 kDa) avec révélation en chemiluminescence ou en fluorescence. Possibilité de quantification, de multiplexage dans le même capillaire.

Peptide synthesis at SFR Biosciences !



Service or collaboration

Up to 70 residues

Different levels of purity (80 - 95 %) and
production (0,02 - 2 mmoles)

Modifications : Biotinylation / Chromophore
/ Fatty acids / Cyclization / ^{15}N ^{13}C labelling ...

Eric Diesis - PSF
protein.science@ibcp.fr
04 37 65 29 41